

## Zenit

Кресло-коляска активного типа  
для инвалидов и детей инвалидов



### Стандартная комплектация

- Алюминиевая рама открытого типа складная
- Доступен выбор угла передней части рамы
- Складная опора для стоп
- Адаптивная обшивка спинки
- Алюминиевые боковые панели
- Приводные колеса с быстросъемными осями
- Тормоз на уровне коленей
- Ремень для голеней.

**Складная, макс. вес пользователя 120 кг**

<b>Стоимость в базовой комплектации:</b>	Номер заказа:
<b>229 000 руб.</b>	_____
Стоимость действительна с 01.11.2021 до 01.11.2022 г	

<input type="checkbox"/> <b>Дополнительные опции</b>
--

<input type="checkbox"/> <b>Индивидуальные параметры в приложении</b>
---

ФИО, возраст пациента, запись в ИПР
-------------------------------------


Адрес
-------

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании
---

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

### Замеры кресла-коляски\*

- 1 Высота сиденья спереди (ASH)  
= от пола до верхней части трубки сиденья
- 2 Длина подножки (LL)  
= от верхней части трубки сиденья до подножки (без подушки)
- 3 Высота сиденья сзади (PSH)  
= от пола до верхней части трубки сиденья
- 4 Высота спинки (BH)  
= от верхней части трубки сиденья до верхней части спинки
- 5 Глубина сиденья (SD)  
= от трубки спинки до конца трубки сиденья
- 6 Ширина сиденья (SW)  
= расстояние между внешними сторонами трубок сиденья



\* Данная информация поможет выбрать правильные установки и дальнейшей разработке данной модели. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации, только внутреннее использование данных.

Вариант исполнения			
МА 110	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартный	
Материал рамы			Цена
МА 08	<input type="checkbox"/>	Алюминий	–
МА 12	<input type="checkbox"/>	Карбон (только 85° и 2 см сужение/абдукция рамы) (макс. вес пользователя 100 кг)	29 600 руб.
Складной механизм коляски			
МА 120	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартный	
Угол передней части рамы			Цена
МА 20	<input type="checkbox"/>	75°	–
МА 21	<input type="checkbox"/>	85°	–
Передняя часть рамы			Цена
МА 14	<input type="checkbox"/>	0 см сужение	–
МА 15	<input type="checkbox"/>	2 см сужение	–
МА 30	<input type="checkbox"/>	2 см расширение (возможно до ширины сиденья 42 см)	–
Удлинение передней части рамы			Цена
МА 23	<input type="checkbox"/>	3 см	5 600 руб.
Ширина сиденья ШС в см			
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
Глубина сиденья ГС в см			
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50			
Высота сиденья спереди в см			
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54			
Аксессуары для рамы			Цена
МА 51	<input type="checkbox"/>	Устройство для опрокидывания, правое	+ 270 г   6 700 руб.
МА 52	<input type="checkbox"/>	Устройство для опрокидывания, левое	+ 270 г   6 700 руб.
МА 55	<input type="checkbox"/>	Антипрокидыватель правый	+ 517 г   11 900 руб.
МА 56	<input type="checkbox"/>	Антипрокидыватель левый	+ 517 г   11 900 руб.
МА 60	<input type="checkbox"/>	Накладки защитные на раму	+ 42 г   3 700 руб.
Передние колеса			Цена
MF 30	<input type="checkbox"/>	4" литая резина, черные	–
MF 35	<input type="checkbox"/>	4" мягкая резина, алюминиевые	8 700 руб.
MF 31	<input type="checkbox"/>	5" литая резина, черные	–
MF 36	<input type="checkbox"/>	5" мягкая резина, алюминиевые	8 700 руб.
Вилка переднего колеса			
MF 90	<input checked="" type="checkbox"/>	Вилка переднего колеса с резьбой	
Высота сиденья сзади в см			
<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50			
Приводное (заднее) колесо			Цена
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	–
MG 00	<input type="checkbox"/>	25"	–
Развал приводных колес <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°			

Обод приводного колеса			24"	25"	Цена
MG 06	<input type="checkbox"/>	Стандартные, Hollow rims	•	•	—
MG 10	<input type="checkbox"/>	Spinergy SPOX -360 г	•	•	55 200 руб.
MG 11	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX -400 г	•	•	58 000 руб.
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, черные -660 г	•	•	55 800 руб.
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, белые -660 г	•	•	55 800 руб.
MG 15	<input checked="" type="checkbox"/>	Infinity Ultralight (недоступно с опцией MG 34) -720 г	•	•	6 200 руб.
MG 150	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight, цветные(недоступно с опцией MG 34) -720 г	•		11 700 руб.

Цвет обода Infinity Ultralight / вилки переднего колеса			24"	25"	Цена
<input type="checkbox"/>	Светло-оранжевый с блестками		•		—
<input type="checkbox"/>	Морской волны		•		—
<input type="checkbox"/>	Красный		•		—
<input type="checkbox"/>	Зеленый с мелкими блестками		•		—

Покрышки			24"	25"	Цена
MG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun, 1"	•	•	—
MG 34	<input type="checkbox"/>	Литые полиуретановые, 1" (недоступно с опциями MG 15/MG 150) +344 г	•		—
MG 37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, пневматические с защитой от проколов, 1" +374 г	•	•	3 300 руб.
MG 371	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, пневматические с защитой от проколов 1,1" +374 г	•	•	3 300 руб.
MG 200	<input type="checkbox"/>	Schwalbe ONE, пневматические, 1" -226 г	•	•	5 400 руб.

Обода для толкания			24"	25"	Цена
MG 50	<input type="checkbox"/>	Из алюминия, черный	•	•	—
MG 52	<input type="checkbox"/>	Из анодированного серебром алюминия, высокое крепление -40 г	•	•	600 руб.
MG 53	<input type="checkbox"/>	Из анодированного серебром алюминия, низкое крепление -120 г	•		600 руб.
MG 54	<input type="checkbox"/>	Прорезиненный +500 г	•	•	8 700 руб.
MG 56	<input type="checkbox"/>	Из нержавеющей стали, полированный, высокое крепление +620 г	•	•	3 200 руб.
MG 57	<input type="checkbox"/>	Из нержавеющей стали, полированный, низкое крепление +580 г	•		3 200 руб.
MG 63	<input type="checkbox"/>	Curve L +200 г	•	•	22 400 руб.
MG 64	<input type="checkbox"/>	Curve L Grip +840 г	•	•	24 300 руб.
MG 65	<input type="checkbox"/>	GEKKO +580 г	•	•	19 200 руб.

Крепление обода для толкания (положение относительно колеса)			Цена
MG 70	<input type="checkbox"/>	Узкое (15 мм)	—
MG 71	<input type="checkbox"/>	Широкое (25 мм)	—

Точка баланса в см (измерение проводится в горизонтальной плоскости)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	6	7	8	9	10 11 12 13 14
Альтернативный метод измерения (положение приводного колеса)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	B	C	D	E	F G H
(Укажите позицию приводного колеса вашей коляски Zenith и мы рассчитываем точку опрокидывания)					


Вид быстросъемной оси			Цена
MG 27	<input type="checkbox"/>	Быстросъемная ось	—
MG 28	<input type="checkbox"/>	Быстросъемная ось с ручкой, для пациентов с ограниченной функцией рук +158 г	10 600 руб.

Аксессуары для приводного колеса			Цена
MG 87	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления, Rennkompressor, SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH	6 700 руб.
MG 88	<input type="checkbox"/>	Насос на батарейках 12В, AirMAN, Active Tools International	13 000 руб.
Тормоз			Цена
MH 01	<input type="checkbox"/>	Тормоз на уровне коленей пользователя 4.0	—
MH 30	<input type="checkbox"/>	Тормоз на уровне коленей пользователя 4.0, длинная ручка	1 000 руб.
MH 05	<input type="checkbox"/>	Тормоз по типу «ножницы»	-142 г 9 000 руб.
Аксессуары для тормоза			Цена
MH 10	<input type="checkbox"/>	Удлиненная ручка тормоза, фиксированная	+70 г 2 200 руб.
MH 21	<input type="checkbox"/>	Удлиненная ручка тормоза, вставная	+34 г 2 800 руб.
Высота спинки в см			
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50			
Спинка			Цена
MD 01	<input type="checkbox"/>	Спинка, прямая (90° относительно сиденья)	—
MD 11	<input type="checkbox"/>	Регулируемая по углу наклона, складывается к трубкам сиденья (-10°/-5°/0°/+5°/+10°)	+240 г 28 200 руб.
MD 13	<input type="checkbox"/>	Спинка с углом наклона по запросу пользователя (90° относительно горизонтальной поверхности) <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> -5° <input type="checkbox"/> -10°	5 800 руб.
Обшивка спинки			Цена
MD 03	<input type="checkbox"/>	Адаптивная, из ремней на липучках, прошитая	2 900 руб.
MD 05	<input type="checkbox"/>	Адаптивная из ремней на липучках, перфорированная	—
MD 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light, облегченная	2 400 руб.
MD 06	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—
Спинка ВАХХ (необходимо заполнение дополнительного бланка заказа, возможны ограничения в выборе некоторых опций)			Цена
MD 44	<input type="checkbox"/>	Алюминиевая спинка ВАХХ, с креплением	цена по запросу
Расширенная обшивка спинки			Цена
MD 80	<input type="checkbox"/>	+2 см	—
MD 81	<input type="checkbox"/>	+4 см	—
MD 82	<input type="checkbox"/>	Без	—
Ручки для толкания			Цена
MD 50	<input type="checkbox"/>	Короткие стандартные	—
MD 51	<input type="checkbox"/>	Длинные стандартные	+128 г —
MD 55	<input type="checkbox"/>	Регулируемое по высоте/съёмные	+580 г 9 400 руб.
MD 56	<input type="checkbox"/>	Складные	+108 г 11 200 руб.
MD 59	<input type="checkbox"/>	Без ручек	-258 г —
Боковые панели			Цена
ME 02	<input type="checkbox"/>	Загнутая боковая панель, алюминиевая, с мягкой внутренней обивкой	—
ME 04	<input type="checkbox"/>	Загнутая боковая панель, карбоновая	-256 г 36 000 руб.
ME 05	<input type="checkbox"/>	С подлокотниками регулируемыми по высоте короткими	+2490 г 22 600 руб.
ME 06	<input type="checkbox"/>	С подлокотниками регулируемыми по высоте длинными	+2180 г 22 600 руб.

Обшивка сиденья			Цена
МС 15	<input type="checkbox"/>	Обшивка с карманом для хранения мелочей	2 400 руб.
МС 16	<input type="checkbox"/>	Нейлоновая обшивка, стандартная	—
МС 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light, облегченная	2 400 руб.
МС 06	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	—

Подушки противоположные			Цена
МС 01	<input type="checkbox"/>	Подушка, стандартная (толщина 5 см)	6 200 руб.
МС 02	<input type="checkbox"/>	Подушка Cubic Foam (толщина 5 см)	8 800 руб.
МС 05	<input type="checkbox"/>	Подушка Evolight (толщина 6 см)	15 400 руб.
МС 20	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная Terra (толщина по внешнему контуру 10 см)	14 400 руб.
МС 21	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная с гелевой вставкой Terra Aqous (толщина по внешнему контуру 10 см)	16 200 руб.
МС 22	<input type="checkbox"/>	Подушка контурная с надувающимися отсеками Terra Flair (толщина по внешнему контуру 10 см)	30 900 руб.
МС 23	<input type="checkbox"/>	Подушка Cloud, состоит из отдельных отсеков, наполненных гелем (толщина 10 см)	46 400 руб.
МС 29	<input type="checkbox"/>	Livo (толщина 5 см)	5 600 руб.
МС 30	<input type="checkbox"/>	Evoflair (3 камерная подушка, толщина 8 см)	20 200 руб.

Длина голени в см (без подушки)		
Длина голени (ДГ) в см ..... (возможна настройка длины 28 – 51 см)		
МВ 130	<input type="checkbox"/>	Регулируемая по высоте



Опора для стоп			Цена
МВ 160	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка, алюминиевая	—
МВ 180	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка, карбоновая	-177 г 10 400 руб.

Аксессуары подножек			Цена
МВ 70	<input type="checkbox"/>	Фиксатор для сплошной подножки	4 600 руб.

Другие аксессуары			Цена
МЗ 51	<input type="checkbox"/>	Ремень поясной с металлической пряжкой	5 400 руб.
МЗ 59	<input type="checkbox"/>	Карман для мобильного телефона	1 700 руб.

Колпаки на спицы			Цена
МГ 90	<input type="checkbox"/>	Прозрачные	8 400 руб.
МГ 100	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Графика»	12 200 руб.
МГ 101	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Чудо»	12 200 руб.
МГ 102	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Сеть»	12 200 руб.
МГ 103	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Роботы»	12 200 руб.
МГ 104	<input type="checkbox"/>	С рисунком «Спектр»	12 200 руб.

Цвет рамы			Цена
001	<input type="checkbox"/>	Серебряный	24 200 руб.
002	<input type="checkbox"/>	Антрацитный металлик	24 200 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный глянцевый (RAL 9005)	24 200 руб.
004	<input type="checkbox"/>	Светло-голубой	24 200 руб.

005	<input type="checkbox"/>	Светло-оранжевый с блестками	24 200 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый	24 200 руб.
010	<input type="checkbox"/>	Морской волны	24 200 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Небесно-синий	24 200 руб.
048	<input type="checkbox"/>	Черный матовый	24 200 руб.
014	<input type="checkbox"/>	Красный	24 200 руб.
021	<input type="checkbox"/>	Зеленый с мелкими блестками	24 200 руб.
023	<input type="checkbox"/>	Белый (RAL 9016)	24 200 руб.
027	<input type="checkbox"/>	Серый, матовый	24 200 руб.
039	<input type="checkbox"/>	Черный анодированный матовый	—
040	<input type="checkbox"/>	Глубокий серый анодированный матовый	—
041	<input type="checkbox"/>	Золотой анодированный, матовый	—
042	<input type="checkbox"/>	Синий анодированный, матовый	—
043	<input type="checkbox"/>	Оранжевый, анодированный, матовый	—
044	<input type="checkbox"/>	Зеленый анодированный, матовый	—
045	<input type="checkbox"/>	Пурпурный анодированный, матовый	—
046	<input type="checkbox"/>	Красный анодированный, матовый	—

Аксессуары			Цена
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	3 500 руб.
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Сумка для приводных колес (для пары колес не более 28")	6 700 руб.
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки в автомобиле	18 800 руб.
MZ 89	<input type="checkbox"/>	Колпачки на быстросъемные оси	300 руб.
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Лыжи на передние колеса Wheelblades	29 700 руб.
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Рюкзак	3 700 руб.

**Информация**

MF 35/36/37 4/5/6" Передние колеса, мягкие, алюминий



MG 10 Spineray SPOX



MG 06 Hollow rim



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spineray LX



MG 100 Защита на спицы, рисунок «Графика»



MG 104 Защита на спицы, рисунок «Спектр»