

A200

Кресло-коляска с электроприводом



Стандартная комплектация

- Задний привод
- Пульт управления VR2
- Стандартный держатель пульта
- Скорость 6 км/ч
- Аккумуляторные батареи AGM 28 Ah
- Зарядное устройство
- Передние колеса литые, 8"
- Приводные колеса пневматические, 12"
- Стандартное сиденье
- Подушка
- Телескопические подлокотники с прозрачными боковыми панелями, регулируемые по высоте
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Цвет рамы Серебристый металлик (Silver metallic)
- Набор инструментов

Максимальный вес пользователя: 100 кг
 Артикул: 490E46=00000_C

Стоимость в базовой комплектации Опт. 252 800 руб. Розн. 316 000 руб.	Номер заказа: _____
--	------------------------

Код ТСР согласно ИПРа
 7-04-01 7-04-02

ФИО _____

Контактный телефон _____

Электронная почта _____

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании


Дополнительные аксессуары

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

Общая информация (Обязательно для заполнения)

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____



Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____

6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____

* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование только внутри компании.

Информация



ЕС 01 Стандартное сиденье



ЕС 23 Контурное сиденье
с невыраженными
контурами

ЕС 25 Тканевая обшивка




ЕС 24 Контурное сиденье
с выраженными
контурами

ЕС 26 Синтетическая кожа



ED 20 Механическая
регулировка угла
наклона спинки 30°



EP 65 Поясной ремень




EB 02 Раздельные подножки
с алюминиевыми
опорами для стоп



EB 03 Сплошная подножка
с алюминиевой опорой
для стоп



EB 20 Механическая
регулировка угла
наклона подножек
в коленном суставе



EB 80 Мягкие опоры для ко-
леней



EF 07 Устройство для преодо-
ления препятствий

Стандартное сиденье			Цена опт.	Цена розн.
ЕС 18	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, Junior (глубина 34...40 см, ширина 34...40 см; доступно только в комбинации с алюминиевыми опорами для стоп EB 02)	9 700 руб.	12 700 руб.
ЕС 01	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см)	—	—
ЕС 02	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см)	—	—
Параметры стандартного сиденья				
Угол наклона спинки <input type="checkbox"/> -9/1/11/21° <input type="checkbox"/> 0/10/20/30°				
Выбор ручной регулировки угла наклона спинки недоступен в комбинации с механической регулировкой угла наклона спинки!				
Глубина сиденья (ГС) <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50				
Ширина сиденья (ШС) см				
Длина голени см (25...54 см) без учета подушки				
Высота сиденья <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 48 (Без учета подушки. При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 3 см. Выбор высоты сиденья 43 см невозможен в комбинации со стандартным сиденьем большого размера).				
Подушки (только для стандартного сиденья)			Цена опт.	Цена розн.
ЕС 06	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см (входит в базовую комплектацию)	—	—
ЕС 10	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	2 800 руб.	3 700 руб.
ЕС 07	<input type="checkbox"/>	Без подушки	- 800 руб.	- 1 100 руб.
Контурное сиденье			Цена опт.	Цена розн.
ЕС 03	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, малое (ГС 36 ... 44 см, ШС 38 ... 42 см; высота подушки 7 см) (Жесткая алюминиевая пластина с мягкой подушкой на спинку с анатомическими контурами в комплекте с подушкой на сиденье с анатомическими контурами)	25 000 руб.	31 300 руб.
ЕС 04	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, большое (ГС 42 ... 48 см, ШС 43 ... 48 см; высота подушки 7 см) (Жесткая алюминиевая пластина с мягкой подушкой на спинку с анатомическими контурами в комплекте с подушкой на сиденье с анатомическими контурами)	25 500 руб.	32 200 руб.
Выбор формы контурного сиденья				
ЕС 23	<input type="checkbox"/>	Невыраженные анатомические контуры	—	—
ЕС 24	<input type="checkbox"/>	Выраженные анатомические контуры	—	—
Выбор типа обшивки				
ЕС 25	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—	—
ЕС 26	<input type="checkbox"/>	Синтетическая кожа	3 000 руб.	3 900 руб.
ЕС 27	<input type="checkbox"/>	Непромокаемая обшивка (может быть заказана в комбинации с опцией ЕС 25)	2 200 руб.	2 900 руб.
Выбор параметров контурного сиденья				
Глубина сиденья <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48				
Ширина сиденья см				
Длина голени см (28 ... 54 см)				
Высота сиденья <input type="checkbox"/> приблиз. 51 см <input type="checkbox"/> приблиз. 56 см (Без учета подушки. При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 3 см.) Выбор высоты сиденья 51 см невозможен в комбинации с контурным сиденьем большого размера!				
Регулировка спинки			Цена опт.	Цена розн.
ED 20	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона спинки (пневматический механизм)	30 400 руб.	39 300 руб.
Тип подножек			Цена опт.	Цена розн.
EB 01	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (входят в стандартную комплектацию). Длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	—	—
EB 02	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп (удлиненные опоры, регулируемые по углу наклона). Длина голени до 50 см	9 900 руб.	12 900 руб.

EB 03	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (опора, регулируемая по углу наклона). Длина голени до 50 см. Опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»	8 100 руб.	10 500 руб.
EB 07	<input type="checkbox"/>	Без подножек	—	—
EB 20	<input type="checkbox"/>	Подножки с механической регулировкой угла наклона в коленном суставе с алюминиевыми опорами под стопы (пневматическая пружина). Длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными сиденьем	40 200 руб.	50 300 руб.

Аксессуары для подножек			Цена опт.	Цена розн.
EB 80	<input type="checkbox"/>	Мягкие опоры для коленей, пара (для подножек с механической регулировкой угла наклона)	12 100 руб.	15 100 руб.
EB 70	<input type="checkbox"/>	Фиксирующие ремни для алюминиевых подножек (включая крепежные элементы)	2 000 руб.	2 600 руб.

Аксессуары для подлокотников			Цена опт.	Цена розн.
EE 34	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложемент для рук, левый	1 700 руб.	2 200 руб.
EE 24	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложемент для рук, правый	1 700 руб.	2 200 руб.
EE 35	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложемент для рук с поворотным механизмом, левый	10 200 руб.	12 800 руб.
EE 25	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложемент для рук с поворотным механизмом, правый	10 200 руб.	12 800 руб.
EE 36	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на левый подлокотник	1 600 руб.	2 200 руб.
EE 26	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на правый подлокотник	1 600 руб.	2 200 руб.
EL021	<input type="checkbox"/>	Чехлы на подлокотники	4 500 руб.	5 600 руб.

Для выбора аксессуаров для подлокотников см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом.

Цвет рамы			Цена опт.	Цена розн.
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металик (Silver metallic)	—	—
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	9 400 руб.	12 200 руб.
001	<input type="checkbox"/>	Серебряный бриллиант (Brilliant silver)	9 400 руб.	12 200 руб.
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металик (Anthracite metallic)	9 400 руб.	12 200 руб.
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	9 400 руб.	12 200 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	9 400 руб.	12 200 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	9 400 руб.	12 200 руб.
010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	9 400 руб.	12 200 руб.
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	9 400 руб.	12 200 руб.
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	9 400 руб.	12 200 руб.
020	<input type="checkbox"/>	Глубокий синий (Saturn blue metallic)	9 400 руб.	12 200 руб.
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	9 400 руб.	12 200 руб.
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	9 400 руб.	12 200 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Небесно-синий (Sky blue)	9 400 руб.	12 200 руб.
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	9 400 руб.	12 200 руб.
015	<input type="checkbox"/>	Рептилия, черный с зелеными блестками (Clear reptile glossy)	9 400 руб.	12 200 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	9 400 руб.	12 200 руб.
022	<input type="checkbox"/>	Кремовый (Cream white RAL 9001)	9 400 руб.	12 200 руб.
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	9 400 руб.	12 200 руб.
026	<input type="checkbox"/>	Мерцающий серый (Sparkling iron effect light)	9 400 руб.	12 200 руб.
028	<input type="checkbox"/>	Радужный металик (Rainbow)	9 400 руб.	12 200 руб.

Тип покрышек			Цена опт.	Цена розн.
EF 10	<input type="checkbox"/>	Задние пневматические, передние с защитой от проколов, литые (стандартная комплектация)	–	–
EG 06	<input type="checkbox"/>	Все колеса с защитой от проколов, литые	8 000 руб.	10 200 руб.

Зарядное устройство			Цена опт.	Цена розн.
EU 91	<input type="checkbox"/>	Стандартное зарядное устройство (входит в стандартную комплектацию)	–	–
EU 02	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство без вентилятора (бесшумное)	4 900 руб.	6 400 руб.

Держатель пульта			Цена опт.	Цена розн.
EU 19	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта управления (входит в стандартную комплектацию)	–	–
EU 18	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления, регулируемый по высоте	16 700 руб.	20 800 руб.
EU 20	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления	12 900 руб.	16 100 руб.

Расположение держателя пульта		
<input type="checkbox"/>	Справа	
<input type="checkbox"/>	Слева	

Дополнительные аксессуары для управления креслом-коляской			Цена опт.	Цена розн.
EU 15	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	55 000 руб.	68 700 руб.
EU 23	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 7 ... 9 см)	8 500 руб.	11 200 руб.
EU 24	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 8 см)	3 900 руб.	5 200 руб.
EU 25	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик (черный) – насадка на джойстик	7 000 руб.	9 000 руб.
EU 26	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький, фактурный, белый пластик (диаметр 4,3 см) – насадка на джойстик	6 400 руб.	8 300 руб.
EU 27	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 4,8 см) – насадка на джойстик	7 900 руб.	10 200 руб.
EU 28	<input type="checkbox"/>	Шарик на гибком основании, большой (подходит для стандартного держателя пульта управления, с регулировкой по высоте или с функцией параллельного отведения, длина основания 2,4 см)	15 500 руб.	19 400 руб.
EU 35	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной для миди-джойстика (диаметр 3 см, в комплекте 4 насадки)	3 500 руб.	4 500 руб.

Аксессуары			Цена опт.	Цена розн.
EE 30	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки подголовника (только для стандартного или контурного сиденья) Для выбора типа подголовника см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом компании Ottobock.	2 400 руб.	3 200 руб.
EP 65	<input type="checkbox"/>	Поясний ремень	6 600 руб.	8 500 руб.
ES 25	<input type="checkbox"/>	Дополнительное освещение (съемные фары, в комплекте устройство для подзарядки)	10 500 руб.	13 100 руб.
EF 07	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления препятствий до 8 см (выбор опции недоступен в комбинации со сплошной подножкой)	17 300 руб.	21 600 руб.
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов с насосом (входит в стандартную комплектацию)	–	–
ES 22	<input type="checkbox"/>	Сумка для зарядного устройства и набора инструментов	2 800 руб.	3 700 руб.
ES 24	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного (с креплением велкро)	2 000 руб.	2 600 руб.
ES 35	<input type="checkbox"/>	Столик, с механизмом отведения в сторону (включая крепления; установка пульта в столик осуществляется в процессе адаптации)	29 700 руб.	37 100 руб.
EA 60	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	4 600 руб.	6 000 руб.
ES 60	<input type="checkbox"/>	Устройство для транспортировки в автомобиле (система фиксации) Установка опции возможна только со стандартным (Junior, малым, большим) или контурным сиденьем (малым, большим) Выбор опции невозможен в комбинации с механической регулировкой угла наклона спинки	2 100 руб.	2 800 руб.

Индивидуальные решения		
24817.001	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 2 слоя
24817.000	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 1 слой
21187.002	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки индивидуального сиденья (установка возможна только в комбинации с опцией 40405.002)
20465.016	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер спинки (увеличение / уменьшение) (установка возможна только в комбинации с опцией 40405.002)
40405.002	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер обшивки спинки (установка возможна только в комбинации с опцией 20465.016)
20465.011	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка в комбинации со стандартным сиденьем или стандартная адаптивная спинка в комбинации с контурным сиденьем
36362.001	<input type="checkbox"/>	Сплошная алюминиевая подножка с замком
25142.001	<input type="checkbox"/>	Специальная подножка при ампутации с анатомическим ложементом под голень
38068.000	<input type="checkbox"/>	Установка контроллера enAble-40 (данная опция дает возможность подключить до двух электрорегулировок)
25856.002	<input type="checkbox"/>	A200 с прямой рамой