

## Juvo B5

Кресло-коляска с электроприводом



Максимальный вес пользователя: до 140 кг  
(в стандартной комплектации)

Артикул: 490E75=0\_AU01\_C

<b>Стоимость в базовой комплектации</b>	Номер заказа:
<b>392 800 руб.</b>	_____
Цена действительна до 31.10.2022 г.	

<input type="checkbox"/> <b>Дополнительные опции</b>
--

<input type="checkbox"/> <b>Индивидуальные параметры в приложении</b>
---

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР
---------------------------------------

Адрес
-------

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании
---

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

### Стандартная комплектация

- **Задний привод**
- Ширина колесной базы 60 см и 64 см
- Стандартное сиденье малое/большое
- Стандартная подушка на сиденье 5 см
- Адаптивная обшивка спинки
- Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30°
- Поясной ремень
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Гелевые батареи 63 Ач
- USB вход
- Система управления VR2
- Стандартный держатель пульта управления
- Зарядное устройство
- 10 км/ч
- Амортизаторы приводных колес

## Общая информация

Пол \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_

Заболевание \_\_\_\_\_ Способ оплаты \_\_\_\_\_

## Антропометрические данные\*

Рост (см) \_\_\_\_\_

Вес (кг) \_\_\_\_\_

1 Глубина сиденья \_\_\_\_\_

2 Глубина туловища \_\_\_\_\_

3 Высота подлокотников \_\_\_\_\_

4 Расстояние до подмышечной впадины \_\_\_\_\_

5 Расстояние до плеча \_\_\_\_\_


6 Расстояние до головы \_\_\_\_\_

7 Длина предплечья (до середины кисти) \_\_\_\_\_

8 Ширина туловища \_\_\_\_\_

9 Длина голени \_\_\_\_\_

10 Ширина сиденья \_\_\_\_\_



\* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Максимальная нагрузка (Пользователь + личные вещи, информация уточняется для определения степени жесткости амортизаторов)			
<input type="checkbox"/>	70 кг	<input type="checkbox"/>	125 кг
<input type="checkbox"/>	75 кг	<input type="checkbox"/>	140 кг
<input type="checkbox"/>	100 кг	<input type="checkbox"/>	150 кг
<input type="checkbox"/>	113 кг	<input type="checkbox"/>	160 кг

Выбор ширины колесной базы			Цена
EA007	<input type="checkbox"/>	Размер 1 (общая ширина 60 см; максимальная нагрузка 140 кг)	- 2 000 руб.
EA008	<input type="checkbox"/>	Размер 2 (общая ширина 64 см; максимальная нагрузка 160 кг)	-

Выбор сиденья			Цена
EC001	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье Junior (максимальная нагрузка до 75 кг) (ГС 34 ... 40 см, ШС 34 ... 40 см, ВС 47 см ... 37 см, регулируется шагом 5 см, максимальная нагрузка 50 кг)	3 900,00 руб.
EC002	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC003	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см), входит в стандартную комплектацию	-
EC004	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42 ... 50 см, ШС 50 ... 56 см)	13 000,00 руб.
EC005	<input type="checkbox"/>	Сиденье VAS (Vario Adjust Seat) (максимальная нагрузка до 125 кг)	20 400,00 руб.
EC006	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy* (ручная регулировка угла наклона спинки, толщина подушки 16,5 см)	126 500,00 руб.
EC007	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus* (ручная регулировка угла наклона спинки, регулируемая глубина 38 ... 56 см, толщина подушки 14 см)	237 500,00 руб.

Спинки Modular Recaro			Цена
ED030	<input type="checkbox"/>	LX (ручная регулировка)	84 500,00 руб.
ED031	<input type="checkbox"/>	LT (регулируемые боковые поддержки, ручная регулировка)	87 700,00 руб.

Сиденье Modular Recaro			Цена
ЕС008	<input type="checkbox"/>	<b>F</b> (невыраженные боковые ограничители, сиденье сплошное без вставки для регулировки глубины, толщина подушки сиденья приблизительно 14 см)	59 000,00 руб.
ЕС009	<input type="checkbox"/>	<b>X</b> (выраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 16,5 см)	76 800,00 руб.
ЕС010	<input type="checkbox"/>	<b>W</b> (невыраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка, толщина подушки сиденья приблизительно 14,5 см)	66 900,00 руб.

\* Для всех вариантов сиденья Recaro предусмотрены подголовник и кармашек на спинке

Стандартное сиденье, «Junior»			
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высота спинки (ВС) 47 см (регулируется до 42 см или 37 см)			

Стандартное сиденье, малое						
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/>					
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)						

Стандартное сиденье, большое					
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/>				
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)					

Стандартное сиденье, XL					
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/>				
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Высота спинки (ВС) 55 см (регулируется до 50 см или 45 см)					

Сиденье VAS										
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/>									
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/>									
Высота спинки (ВС) 53 см (регулируется до 53 см, 51 см или 45 см)										

Длина голени (ДГ) ..... см (15 ... 54 см) (без учета подушки)  
(установка высоты подножки 50 см и более невозможна при выборе сиденья Recaro)

Аксессуары для сиденья VAS (доступны только в комбинации с сиденьем VAS)			Цена
ED048	<input type="checkbox"/>	Ручки для сопровождающего лица	4 800,00 руб.

Подлокотники			Цена
EE024	<input type="checkbox"/>	Откидывающиеся (эффективная ширина сиденья +/- 1 см с каждой стороны) стандартное сиденье, малое, ШС 42 см; стандартное сиденье, большое, ШС 48 см; стандартное сиденье, XL, ШС 56 см; VAS плюс 2 см (максимальный вес пользователя 125 кг; недоступны в комбинации со стандартным сиденьем Junior и сиденьем Recaro)	16 300,00 руб.

Ложементы подлокотников и грязезащитные боковины могут быть заказаны как отдельные комплектующие в Сервисном центре.

Подушки (выбор подушки доступен только в конфигурации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			Цена
ЕС011	<input type="checkbox"/>	Без подушки	—
ЕС012	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см входит в стандартную комплектацию	—
ЕС034	<input type="checkbox"/>	Подушка Livo	5 400,00 руб.
ЕС035	<input type="checkbox"/>	Подушка Evoflair	17 700,00 руб.
ЕС013	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	5 600,00 руб.
ЕС014	<input type="checkbox"/>	Подушка Terra (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	14 800,00 руб.

EC015	<input type="checkbox"/>	<b>Подушка Terra Aquos</b> (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	<b>17 300,00 руб.</b>
EC016	<input type="checkbox"/>	<b>Подушка Terra Flair</b> (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	<b>38 200,00 руб.</b>
EC018	<input type="checkbox"/>	<b>Подушка Cloud</b> (максимальная нагрузка до 250 кг; 11 см)	<b>49 700,00 руб.</b>
EC020	<input type="checkbox"/>	<b>Подушка контурного сиденья с невыраженными контурами</b> (7 см)	<b>16 600,00 руб.</b>
EC021	<input type="checkbox"/>	<b>Подушка контурного сиденья с выраженными контурами</b> (9 см)	<b>16 600,00 руб.</b>
Для более подробной информации о подушках обратитесь пожалуйста к специалисту.			

<b>Обшивка подушки контурного сиденья</b> (только при выборе EC020 или EC021)			<b>Цена</b>
EC022	<input type="checkbox"/>	<b>Тканевая обшивка</b>	—
EC023	<input type="checkbox"/>	<b>Обшивка из синтетической кожи</b>	<b>600,00 руб.</b>
EC024	<input type="checkbox"/>	<b>Тканевая обшивка с непромокаемым чехлом</b> (может быть заказана в комбинации с опцией EC 25)	<b>1 700,00 руб.</b>

<b>Выбор типа спинки</b> (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS)			<b>Цена</b>
ED032	<input type="checkbox"/>	<b>Без обшивки</b>	—
ED033	<input type="checkbox"/>	<b>Адаптивная спинка входит в стандартную комплектацию</b>	—
ED034	<input type="checkbox"/>	<b>Контурная спинка с невыраженными контурами</b> (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	<b>22 400,00 руб.</b>
ED035	<input type="checkbox"/>	<b>Контурная спинка с выраженными контурами</b> (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	<b>22 400,00 руб.</b>
ED050	<input type="checkbox"/>	<b>Контурная спинка с невыраженными контурами</b> (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	<b>27 600,00 руб.</b>
ED051	<input type="checkbox"/>	<b>Контурная спинка с выраженными контурами</b> (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	<b>27 600,00 руб.</b>
ED036	<input type="checkbox"/>	<b>Спинка Вахх flat top</b> (только в комбинации с сиденьем VAS; недоступно с шириной сиденья 54 см; максимальный вес пользователя до 113 кг, крепления 4-point- PRO, уменьшает глубину сиденья на 2 см, ширина сиденья = выбранная ширина сиденья коляски)	<b>60 600,00 руб.</b>

<b>Тип обшивки контурной спинки</b> (только при выборе ED034, ED035, ED050 or ED051)			<b>Цена</b>
ED037	<input type="checkbox"/>	<b>Тканевая обшивка</b>	—
ED038	<input type="checkbox"/>	<b>Обшивка из экокожи</b>	—

<b>Аксессуары для спинки контурного сиденья</b> (установка возможна только при выборе ED034, ED035, ED050 или ED051)			<b>Цена</b>
ED039	<input type="checkbox"/>	<b>Жесткие алюминиевые боковые вкладки</b> (только в комбинации с ED035 или ED051)	<b>3 900,00 руб.</b>
ED040	<input type="checkbox"/>	<b>Поясничный валик</b>	<b>3 900,00 руб.</b>

<b>Высота спинки Вахх</b> (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			<b>Цена</b>
ED041	<input type="checkbox"/>	<b>Высокая</b> (46 см)	—
ED042	<input type="checkbox"/>	<b>Экстра высокая</b> (51 см)	—

<b>Контур спинки Вахх</b> (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			<b>Цена</b>
ED043	<input type="checkbox"/>	<b>Активный</b> (64)	—
ED044	<input type="checkbox"/>	<b>Глубокий</b> (100)	—
ED045	<input type="checkbox"/>	<b>Экстра глубокий</b> (150)	—

<b>Цвет каркаса спинки Вахх</b> (доступно только в комбинации со спинкой Вахх aluminium flat top)			<b>Цена</b>
ED002	<input type="checkbox"/>	<b>Антрацит металллик</b> (Anthracite metallic)	<b>2 900,00 руб.</b>
ED003	<input type="checkbox"/>	<b>Черный</b> (Jet black RAL 9005)	<b>2 900,00 руб.</b>
ED004	<input type="checkbox"/>	<b>Серо-голубой</b> (Ice blue)	<b>3 800,00 руб.</b>
ED005	<input type="checkbox"/>	<b>Оранжевый перламутровый</b> (Sparkle light orange)	<b>5 100,00 руб.</b>
ED009	<input type="checkbox"/>	<b>Малиновый перламутровый</b> (Vinho sparkle)	<b>3 900,00 руб.</b>

ED012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	3 900,00 руб.
ED013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	2 900,00 руб.
ED014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	4 000,00 руб.
ED016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	2 900,00 руб.
ED017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	2 900,00 руб.
ED018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	2 900,00 руб.
ED021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	4 900,00 руб.
ED022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	2 900,00 руб.
ED023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	2 900,00 руб.
ED027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	2 900,00 руб.
ED029	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	2 900,00 руб.

Фиксированный угол наклона		Цена
<input type="checkbox"/>	-3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular; передним приводом; центральным приводом; в комбинации с задним приводом и сиденьем VAS)	—
<input type="checkbox"/>	0°	—
<input type="checkbox"/>	3° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—
<input type="checkbox"/>	6° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—
<input type="checkbox"/>	9° (недоступно при выборе сидений Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, или системы modular)	—

**Высота сиденья** (при наклоне сиденья 0°, без учета подушки, с выставленными в крайнем жестком (наивысшем) положении амортизаторами, без учета пользователя). **Высота сиденья >= ДГ + 3 см**

**Recaro: добавляет приблизительно 13 см, рекомендуется выбирать высоту сиденья не более 49 см**

Juvo FWD, RWD, MWD Размер 1, 2	высота в см	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	в дюймах	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23
Стандартное сиденье										
Сиденье VAS										
Сиденье Recaro (n-Joy, n-Joy Plus и модульное) + 13–16 см толщина подушки сиденья										
Стандартное сиденье; Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье VAS; Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье Recaro (все); Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Стандартное сиденье; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье VAS; Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										
Сиденье Recaro (все); Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										

Высота сиденья измеряется без нагрузки, от пола до пластины сиденья/верхней части рамы сиденья (для Recaro), при наклоне сиденья 0°, без учета регулировки высоты сиденья и высоты подушки. С учетом нагрузки высота сиденья может быть ниже приблизительно на 1 см.

Электрорегулировки сиденья (доступны только при выборе фиксированного угла наклона 0°)		Цена	
EC025	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести	65 000,00 руб.
EC026	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья (лифт) 35 см (только в комбинации с пультом TEN или R-Net)	153 400,00 руб.
EC027	<input type="checkbox"/>	Совмещенный модуль электрорегулировки высоты сиденья 35 см с электрорегулировкой угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (только в комбинации с пультом TEN или R-Net)	179 600,00 руб.

Регулировки угла наклона спинки			Цена
ED046	<input type="checkbox"/>	<b>Ручная регулировка</b> (стандартное сиденье 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°); (доступно только в комбинации со стандартным сиденьем или сиденьем VAS, недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)	—
ED047	<input type="checkbox"/>	<b>Электрорегулировка</b> (Стандартное сиденье 30°, сиденье VAS от 5° до 30°)	30 800 руб.

Держатели подголовников (недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)			Цена
EL001	<input type="checkbox"/>	<b>Gooseneck</b>	11 300,00 руб.
EL002	<input type="checkbox"/>	<b>Multi-axis, с изгибом</b>	10 100,00 руб.
EL003	<input type="checkbox"/>	<b>Multi-axis, прямой</b>	10 100,00 руб.
EL031	<input type="checkbox"/>	<b>UniLink, multi-axis</b>	19 300,00 руб.

Удлинение держателя UniLink			Цена
EL039	<input type="checkbox"/>	<b>UniLink, 38 мм</b>	5 400,00 руб.
EL038	<input type="checkbox"/>	<b>UniLink, 50 мм</b>	5 400,00 руб.
EL040	<input type="checkbox"/>	<b>UniLink, 76 мм</b>	5 400,00 руб.

Подголовники (доступно только в комбинации с EL001, EL002, EL003, EL005)			Цена
EL006	<input type="checkbox"/>	<b>Контурный подголовник, малый</b>	4 800,00 руб.
EL007	<input type="checkbox"/>	<b>Контурный подголовник, большой</b>	4 800,00 руб.
EL013	<input type="checkbox"/>	<b>Поддержка для головы и шеи, малая</b>	4 800,00 руб.
EL014	<input type="checkbox"/>	<b>Поддержка для головы и шеи, большой</b>	4 800,00 руб.
EL015	<input type="checkbox"/>	<b>X-образный подголовник, малый</b>	6 700,00 руб.
EL016	<input type="checkbox"/>	<b>X-образный подголовник, большой</b>	6 700,00 руб.
EL033	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий подголовник Comfort Plus, size S</b>	14 100,00 руб.
EL034	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий подголовник Comfort Plus, size M</b>	15 000,00 руб.
EL035	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий подголовник Comfort Plus, size L</b>	15 800,00 руб.
EL036	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size S</b>	23 800,00 руб.
EL037	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size L</b>	24 500,00 руб.

Тазовые ремни			Цена
EP001	<input type="checkbox"/>	<b>Поясной ремень</b>	—
EP002	<input type="checkbox"/>	<b>2-точечный тазовый ремень с металлической пряжкой</b>	8 400,00 руб.
EP003	<input type="checkbox"/>	<b>2-точечный тазовый ремень с пластиковой пряжкой</b>	7 200,00 руб.
EP020	<input type="checkbox"/>	<b>Поясной ремень с автоматическим механизмом сворачивания</b> (недоступно при выборе стандартного сиденья «Junior»; недоступно при выборе стандартного сиденья малого с глубиной сиденья меньше 42 см и шириной сиденья 38 см)	15 000,00 руб.

Фиксаторы грудного отдела (недоступно в комбинации с сиденьем Rescaro)			Цена
EP005	<input type="checkbox"/>	<b>Динамичный фиксатор грудного отдела, размер S</b>	14 000,00 руб.
EP006	<input type="checkbox"/>	<b>Динамичный фиксатор грудного отдела, размер M</b>	14 000,00 руб.
EP007	<input type="checkbox"/>	<b>Динамичный фиксатор грудного отдела, размер L</b>	14 000,00 руб.
EP008	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка», размер S</b>	14 000,00 руб.
EP009	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка», размер M</b>	14 000,00 руб.
EP010	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка», размер L</b>	14 000,00 руб.
EP011	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер S</b>	14 000,00 руб.
EP012	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер M</b>	14 000,00 руб.
EP013	<input type="checkbox"/>	<b>Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер L</b>	14 000,00 руб.
EP014	<input type="checkbox"/>	<b>Плечевой фиксатор, размер S</b>	14 800,00 руб.
EP015	<input type="checkbox"/>	<b>Плечевой фиксатор, размер M</b>	14 800,00 руб.

EP016	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер L	14 800,00 руб.
<b>Регулировки подножек</b>			<b>Цена</b>
EB001	<input type="checkbox"/>	Стандартные подножки входят в стандартную комплектацию	–
EB002	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона подножек (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; с регулировкой по высоте; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	40 500,00 руб.
EB003	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с отдельным подъемом подножек (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	81 700,00 руб.
EB004	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с синхронным подъемом подножек (недоступно при выборе длины голени менее 21 см)	81 700,00 руб.
EB013	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с держателем в центре	55 100,00 руб.
EB005	<input type="checkbox"/>	Без подножек (недоступно при выборе длины голени)	–
<b>Тип подножек</b>			<b>Цена</b>
EB012	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (максимальная нагрузка коляски до 140 кг; недоступно при выборе подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона)	–
EB007	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп	16 300,00 руб.
EB009	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (недоступно при выборе механической или электрорегулировкой угла наклона подножек с отдельным подъемом)	14 100,00 руб.
<b>Аксессуары для подножек</b>			<b>Цена</b>
EB010	<input type="checkbox"/>	Мягкие опоры для колен (для подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона, пара)	13 000,00 руб.
<b>Тип аккумуляторов</b>			<b>Цена</b>
EU035	<input type="checkbox"/>	Gel 39 Ач (С5)	– 15 900,00 руб.
EU036	<input type="checkbox"/>	AGM 56 Ач (С5) / 62 Ач (С20)	– 34 500,00 руб.
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ач (С5) / 74 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	–
EU033	<input type="checkbox"/>	AGM 63 Ач (С5) / 75 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	– 27 400,00 руб.
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ач (С5) / 85 Ач (С20) (доступно только в комбинации с шасси 2-го размера)	10 200,00 руб.
<b>Зарядное устройство</b>			<b>Цена</b>
EU040	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства	– 23 000,00 руб.
EU041	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 8 А, без вентилятора (только для аккумуляторных батарей 53 Ач (С5))	– 7 000,00 руб.
EU044	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 10 А, без вентилятора (IP54) (подходит для аккумуляторов емкостью 53 Ач и 63 Ач)	– 5 300,00 руб.
EU042	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 12 А включая разъем для подключения зарядного устройства для телефона (установка справа, подходит для аккумуляторов емкостью 63 Ач и 75 Ач)	–
<b>Дополнительные опции для зарядного устройства</b>			<b>Цена</b>
EU043	<input type="checkbox"/>	Разъем для зарядки с магнитным механизмом (установка справа; только в комбинации с EU040)	11 300,00 руб.
<b>Опции для поворотных колес</b>			<b>Цена</b>
EF001	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы	3 500,00 руб.
EF002	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	–
<b>Поворотные колеса</b>			<b>Цена</b>
EF005	<input type="checkbox"/>	9" пневматические (недоступно при выборе центрального привода)	–
EF006	<input type="checkbox"/>	9" литые (недоступно при выборе центрального привода)	2 100,00 руб.
EF007	<input type="checkbox"/>	10" пневматические (недоступно при выборе центрального привода)	–
EF008	<input type="checkbox"/>	10" литые (недоступно при выборе центрального привода)	3 900,00 руб.

Приводные колеса			Цена
EG001	<input type="checkbox"/>	14" пневматические, входит в стандартную комплектацию	—
EG002	<input type="checkbox"/>	14" литые	2 900,00 руб.

Цвет покрышек			Цена
EG011	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG012	<input type="checkbox"/>	Черный	—

Протектор			Цена
EG013	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор (серые покрышки)	—
EG014	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор (недоступно при выборе центрального привода), входит в стандартную комплектацию	—
EG015	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес с глубоким (недоступно при выборе переднего или заднего привода в комбинации с черным цветом покрышек)	—

Цвет рамы			Цена
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	1 000,00 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	—
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue )	2 100,00 руб.
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	3 900,00 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	3 900,00 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Голубой металлик (Sky blue)	3 900,00 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	3 900,00 руб.
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	1 000,00 руб.
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	1 000,00 руб.
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	1 000,00 руб.
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	3 900,00 руб.
022	<input type="checkbox"/>	Белый кремовый (Cream RAL 9001)	1 000,00 руб.
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	3 900,00 руб.
037	<input type="checkbox"/>	Розовый (Pink RAL 4010)	1 000,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EA010	<input type="checkbox"/>	Брызговики на приводные колеса (включая центральный привод; недоступны в комбинации с задним приводом, сиденьем VAS и высотой сиденья 43 см)	5 600,00 руб.
EA011	<input type="checkbox"/>	Брызговики на поворотные колеса	2 000,00 руб.
ES001	<input type="checkbox"/>	Знак аварийной остановки (треугольник)	7 500,00 руб.

Опции для поворотных колес			Цена
EF020	<input type="checkbox"/>	Механическая блокировка поворота передних колес (доступно только при выборе брызговиков на приводные и поворотные колеса)	30 400,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EF021	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления бордюров (только для кресел-колясок с задним приводом; недоступно при выборе подножки с креплением в центре)	25 200,00 руб.
ES002	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки (невозможно установить в комбинации с ED036; максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх)	12 100,00 руб.
ES013	<input type="checkbox"/>	Стыковочное крепление для Dahl docking system в автомобиле (максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх; недоступно при выборе устройства для преодоления бордюров; совместимо только с шасси размер 2)	6 600,00 руб.

Аксессуары			Цена
ES003	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	3 300,00 руб.
ES004	<input type="checkbox"/>	Багажная полка	11 300,00 руб.
ES005	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	7 500,00 руб.
ES006	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида (устанавливается на противоположную сторону от пульта или механизма отведения пульта в центре стола или модуля управления TEN° в центре стола)	11 300,00 руб.
ES007	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	3 900,00 руб.
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с правой стороны	–
	<input type="checkbox"/>	Внешний источник питания, встроенный с левой стороны	–
ES010	<input type="checkbox"/>	Держатель для напитков	2 100,00 руб.
ES011	<input type="checkbox"/>	Насос	15 800,00 руб.
ET001	<input type="checkbox"/>	Клаксон	30 500,00 руб.
ES012	<input type="checkbox"/>	Столик (отводящийся в противоположную сторону от пульта; недоступно в комбинации с ES006)	33 100,00 руб.

Разъемы для внешних источников питания, установка справа (располагается спереди справа, рядом с предохранителем)			Цена
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V	18 400,00 руб.
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V	6 700,00 руб.
ET004	<input type="checkbox"/>	USB	7 500,00 руб.

Разъемы для внешних источников питания, установка слева (располагается спереди слева, рядом с предохранителем)			Цена
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V (недоступно в случае, если выбраны разъемы для внешних источников питания с правой стороны 12 V или 24 V)	18 400,00 руб.
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V	6 700,00 руб.
ET007	<input type="checkbox"/>	USB	7 500,00 руб.

Освещение			Цена
ES020	<input type="checkbox"/>	Освещение для пешеходных дорожек (установка возможна с пультом без функции управления электроосвещением, установка справа)	14 000,00 руб.
ES021	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение (в соответствии с международными стандартами (StVZO))	41 900,00 руб.

Система управления			Цена
EU050	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), без электрорегулировок и электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	– 9 000,00 руб.
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), возможна установка до 2-х электроопций и электроосвещение (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 120 кг)	–
EU061	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), встроенный в стол, с ручным механизмом закрытия	70 400,00 руб.
EU053	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) (обязателен при выборе скорости 14 км/ч, рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 150 кг)	86 100,00 руб.

Пульт управления TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена
EU065	<input type="checkbox"/>	Стандартный, цвет корпуса пульта shimano matte	–
EU066	<input type="checkbox"/>	Выбор цвета корпуса пульта в цвет рамы	3 900,00 руб.

Цвет корпуса пульта TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена
EU002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металл (Anthracite metallic)	–
EU003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	–
EU004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue )	–
EU005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	–
EU009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	–
EU012	<input type="checkbox"/>	Голубой металл (Sky blue)	–

EU013	<input type="checkbox"/>	<b>Черный матовый</b> (Jet black RAL 9005 matte)	—
EU014	<input type="checkbox"/>	<b>Красный перламутровый</b> (Candy red)	—
EU016	<input type="checkbox"/>	<b>Серебристый металлик</b> (Silver metallic)	—
EU017	<input type="checkbox"/>	<b>Желтый</b> (Traffic yellow RAL 1023)	—
EU018	<input type="checkbox"/>	<b>Красный</b> (Signal red RAL 3001)	—
EU021	<input type="checkbox"/>	<b>Зеленое яблоко, мерцающий</b> (Sparkle granny-smith)	—
EU022	<input type="checkbox"/>	<b>Белый кремовый</b> (Cream RAL 9001)	—
EU023	<input type="checkbox"/>	<b>Белый</b> (Traffic white RAL 9016)	—
EU029	<input type="checkbox"/>	<b>Розовый</b> (Pink RAL 4010)	—

Держатели пульта			Цена
EU070	<input type="checkbox"/>	<b>Стандартный держатель пульта</b> (доступно только при выборе VR2)	—
EU071	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 2 см</b>	5 600,00 руб.
EU072	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте 9,5 см</b>	5 600,00 руб.

TEN°, встроенный в стол с электрическим механизмом закрытия			Цена
EU116	<input type="checkbox"/>	<b>Джойстик, сила нажатия 250 г</b>	146 600,00 руб.
EU117	<input type="checkbox"/>	<b>Джойстик, сила нажатия 120 г</b>	241 500,00 руб.

Сторона установки пульта управления, включая пульт TEN°, встроенный в стол (для систем управления VR2 или TEN°, встроенного в стол)		
<input type="checkbox"/>		<b>Справа</b>
<input type="checkbox"/>		<b>Слева</b>

Дополнительные кнопки (подключаются к модулю TEN°; только в комбинации с модулем TEN°)			Цена
EU067	<input type="checkbox"/>	<b>2 кнопки Piko, диаметр 5 см</b> (красная/черная)	23 200,00 руб.
EU068	<input type="checkbox"/>	<b>2 кнопки Piko, диаметр 3 см</b> (красная/черная)	23 200,00 руб.
EU097	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль с кнопками</b> (для управления электрорегулировками, устанавливается с противоположной стороны от пульта управления)	81 700,00 руб.
EU098	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль с кнопками</b> (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 5 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	91 300,00 руб.
EU099	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль с кнопками</b> (для управления электрорегулировками), включая 1 кнопку Piko (диаметр 3 см) (для системы TEN°, кнопка Piko красная для управления функцией вкл./выкл.)	91 300,00 руб.

Аксессуары для монтажа модуля TEN° в стол			Цена
ES014	<input type="checkbox"/>	<b>Стол с креплением модуля TEN° в центре</b>	57 800,00 руб.
ES015	<input type="checkbox"/>	<b>Стол (без выреза под пульт управления) с креплением, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN°</b> (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	50 500,00 руб.
ES016	<input type="checkbox"/>	<b>Только крепление без стола, включая шаблон для монтажа пульта управления TEN°</b> (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	31 300,00 руб.
ES017	<input type="checkbox"/>	<b>Шаблон для монтажа пульта управления TEN°</b> (для индивидуального подбора расположения пульта в соответствии с двигательными возможностями Пользователя, устанавливают после примерки в Сервисном центре)	5 600,00 руб.

Насадки на джойстик			Цена
EU080	<input type="checkbox"/>	<b>Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии</b> (регулируется по ширине 70...90 мм)	9 200,00 руб.
EU081	<input type="checkbox"/>	<b>Специальный джойстик Stick S80</b> (удлиненная ручка управления, 80 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	6 700,00 руб.

<b>EU082</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий шарик, большой</b> (черный) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	<b>11 300,00 руб.</b>
<b>EU083</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Шарик, маленький</b> (диаметр 43 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	<b>7 500,00 руб.</b>
<b>EU084</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Шарик, большой</b> (диаметр 48 мм) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	<b>7 500,00 руб.</b>
<b>EU085</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Мягкий шарик, цветной</b> (диаметр 30 мм, 4 шт. в наборе) (недоступно совместно с пультом VR2, с управлением, встроенным в стол с механическим или электро закрытия)	<b>3 900,00 руб.</b>

<b>Дополнительные модули для системы управления TEN°</b> (доступны только в комбинации с модулем TEN°)			<b>Цена</b>
<b>EU054</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль Omni LCD-дисплей</b> (обязателен при выборе специальных систем управления)	<b>123 400,00 руб.</b>
<b>EU055</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль входа/выхода программируемого контроллера</b>	<b>67 700,00 руб.</b>

<b>Держатель для модуля Omni</b> (доступно только в комбинации с модулем Omni)			<b>Цена</b>
<b>EU073</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Стандартный</b> (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	<b>6 700,00 руб.</b>
<b>EU074</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Gooseneck</b> (установка напротив пульта управления, недоступно в сочетании с ES012)	<b>18 400,00 руб.</b>
<b>EU075</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Gooseneck, монтируемый в стол</b>	<b>14 800,00 руб.</b>

<b>Системы специального управления с LCD-дисплеем</b> (доступно только в комбинации с LCD-дисплеем)			<b>Цена</b>
<b>EU100</b>	<input type="checkbox"/>	<b>то-Vis микро-джойстик</b> (сила нажатия 10 г)	<b>245 000,00 руб.</b>
<b>EU101</b>	<input type="checkbox"/>	<b>то-Vis мульти-джойстик</b> (сила нажатия 50 г)	<b>223 900,00 руб.</b>
<b>EU102</b>	<input type="checkbox"/>	<b>то-Vis универсальный джойстик, легкий</b> (сила нажатия 120 г)	<b>185 500,00 руб.</b>
<b>EU104</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Управление кнопками</b> (через адаптер, 4 выхода для подключения кнопок + управление функцией вкл./выкл. + выход в меню кресла-коляски)	<b>43 500,00 руб.</b>

<b>Количество кнопок для осуществления управления креслом-коляской кнопками</b> (доступно только при выборе управления кнопками)		
<input type="checkbox"/>	<b>1 кнопка</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>3 кнопки</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>4 кнопки</b>	

<b>Кнопка 1 для управления кнопками</b> (количество кнопок = 1, 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 1, 3, 4)			<b>Цена</b>
<b>EU086</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU087</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU088</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU089</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU090</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU091</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU092</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU093</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>

<b>Кнопка 2 для управления кнопками</b> (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			<b>Цена</b>
<b>EU186</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU187</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU188</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU189</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU190</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU191</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU192</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
<b>EU193</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>

<b>Кнопка 3 для управления кнопками</b> (количество кнопок = 3, 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 3, 4)			<b>Цена</b>
EU286	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU287	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU288	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU289	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU290	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU291	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU292	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU293	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>

<b>Кнопка 4 для управления кнопками</b> (количество кнопок = 4; только при выборе управления кнопками с количеством кнопок = 4)			<b>Цена</b>
EU386	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU387	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU388	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU389	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 5 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU390	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU391	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU392	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная</b>	<b>12 100,00 руб.</b>
EU393	<input type="checkbox"/>	<b>Кнопка Piko, диаметр 3 см, серебристая</b>	<b>12 100,00 руб.</b>

<b>Специальные элементы управления</b> (прямое подключение к системе колес; доступно только в комбинации с модулем управления TEN°; недоступно в комбинации с модулем Omni)			<b>Цена</b>
EU105	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis микро-джойстик</b> (сила нажатия 10 г)	<b>254 000,00 руб.</b>
EU106	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis мульти-джойстик</b> (сила нажатия 50 г)	<b>239 400,00 руб.</b>
EU107	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis универсальный джойстик, легкий</b> (сила нажатия 120 г)	<b>200 600,00 руб.</b>
EU108	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis универсальный джойстик</b> (сила нажатия 250 г)	<b>139 700,00 руб.</b>
EU109	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis универсальный джойстик, с утяжелением</b> (сила нажатия 650 г)	<b>250 000,00 руб.</b>

<b>Держатель для джойстика mo-Vis</b>			<b>Цена</b>
EU076	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с электроотведением в левую сторону за спинку сиденья</b> (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	<b>162 600,00 руб.</b>
EU077	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с электроотведением в правую сторону за спинку сиденья</b> (для управления подбородком, дыханием, кнопками)	<b>162 600,00 руб.</b>
EU078	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель для управления, встроенного в стол</b> (должен быть установлен под пользователя)	<b>36 000,00 руб.</b>
EU110	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с установкой 1 кнопки управления</b> (для кнопки вкл./выкл., устанавливается со стороны пульта управления)	<b>20 600,00 руб.</b>
EU111	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с установкой 2 кнопок управления</b> (для кнопки вкл./выкл. и кнопки выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	<b>27 600,00 руб.</b>
EU112	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с установкой 1 кнопки piko</b> (диаметр 3 см красная для функции вкл./выкл., устанавливается со стороны пульта управления)	<b>20 500,00 руб.</b>
EU113	<input type="checkbox"/>	<b>Держатель с установкой 2 кнопок piko</b> (диаметр 3 см красная/черная, для функции вкл./выкл. и выхода в меню, устанавливается со стороны пульта управления)	<b>31 300,00 руб.</b>

<b>Дополнительный модуль TEN° для подключения электрорегулировок</b>			<b>Цена</b>
EU056	<input type="checkbox"/>	<b>Дополнительный модуль</b> (установка требуется при выборе электроосвещения и/или электрорегулировок и модуля управления TEN° (120 А))	<b>38 400,00 руб.</b>

<b>Дополнительные аксессуары для управления креслом-коляской</b>			<b>Цена</b>
EU057	<input type="checkbox"/>	<b>Пульт управления для сопровождающего лица</b>	<b>60 100,00 руб.</b>
EU094	<input type="checkbox"/>	<b>Модуль Easywave для управления окружающей средой</b> (доступно только в комбинации с модулем входа/выхода)	<b>22 200,00 руб.</b>

Сторона установки пульта для сопровождающего лица (доступно только при выборе пульта управления для сопровождающего лица)			
	<input type="checkbox"/>	<b>Справа</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>Слева</b>	
Стабилизатор хода		Цена	
<b>EF022</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Механический</b> (доступен только в комбинации с брызговиками на поворотные колеса, недоступен в комбинации с передним приводом и скоростью более 7 км/ч, недоступен с центральным приводом)	<b>14 000,00 руб.</b>
<b>EF023</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Электрический</b> (гуго-модуль, включая передний привод и 10 км/ч; недоступен в комбинации с передним приводом и модулем VR2; в зависимости от местности, запас хода может сократиться при использовании guro)	<b>35 700,00 руб.</b>
Электродвигатели		Цена	
<b>ET010</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Стандартные</b> (макс. нагрузка до 140 кг; установка возможна только в случае, если общий вес кресла-коляски с пользователем не превышает 260 кг)	–
<b>ET011</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Электродвигатели High performance</b> (выбор опции рекомендуется для Пользователей весом более 100 кг; скорости 14 км/ч; (общая ширина коляски размер 1 до 62 см; только в комбинации с модулем управления TEN°)	<b>40 300,00 руб.</b>
Скорость		Цена	
<b>ET012</b>	<input type="checkbox"/>	<b>6 км/ч</b>	–
<b>ET013</b>	<input type="checkbox"/>	<b>7,2 км/ч</b>	–
<b>ET014</b>	<input type="checkbox"/>	<b>10 км/ч</b> (недоступно в комбинации с передним приводом и модулем VR2), входит в стандартную комплектацию	–
<b>ET015</b>	<input type="checkbox"/>	<b>14 км/ч</b> (только в комбинации с задним приводом и модулем TEN° (120A), опция недоступна при выборе электрорегулировок)	<b>8 500,00 руб.</b>

## Информация



EC001–EC004 Стандартное сиденье



EC005 Сиденье VAS в комплекте с EC021/ED035



EC006 Сиденье Recaro n-Joy



ED030 Спинка Recaro LX



ED031 Спинка Recaro LT



EC008 Сиденье F



EC009 Сиденье X



EC010 Сиденье W



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair



EC018 Cloud



EC020/ED034 Сиденье с невыраженными контурами



EC021/ED035 Сиденье с выраженными контурами



EC022/ED037 Тканевая обшивка



EC023/ED038 Обшивка из экокожи



EC024 Непромокаемый чехол на сиденье



ED036 Спинка Вахх



EC025 Электрорегулировка угла наклона сиденья 45°



EC026 Электрорегулировка высоты сиденья 35 см

Информация



EL006 Полиуретановый  
подголовник



EL013/EL014 Поддержка  
для шейного отдела



EL015/EL016 X-образный  
подголовник



EP002 Тазовый ремень с  
металлической пряжкой



EP003 Тазовый ремень с  
пластиковой пряжкой



EP005–EP007 Динамический  
фиксатор грудного отдела



EP008–EP010 Фиксатор  
грудного отдела «Майка»  
S/M/L



EP011–EP013 Фиксатор  
грудного отдела «Майка»  
S/M/L



EP014–EP017 H-образный  
фиксатор грудного отдела



EE024 Откидывающиеся  
подлокотники



EB003 Электрорегулировка  
угла наклона подножек



EB007 Раздельные подножки  
с алюминиевыми опорами  
для стоп



EF001 Амортизаторы  
поворотных колес



EF021 Устройство  
для преодоления бордюров



ES004 Багажная полка



ES010 Подстаканник



ET002/005 12 V



ET004/007 USB



ES020/021 Электроосвещение



EU050/EU051 VR2

## Информация



EU053 TEN°



EU111 mo-Vis джойстик,  
включая 2 кнопки управления



EU057 Пульт управления  
для сопровождающего лица

**Информационные таблицы для определения возможных вариантов размера сидений и подушек**
**Глубина сиденья**

Сиденье	Глубина сиденья (ГС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X	X	X						
Стандартное сиденье, большое					X	X	X	X	X				
Стандартное сиденье, XL					X	X	X	X	X				
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сиденье Recaro n-Joy Plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = доступный вариант размера сиденья

**Ширина сиденья**

Сиденье кресла-коляски	Ширина сиденья (ШС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X								
Стандартное сиденье, большое						X	X	X					
Стандартное сиденье, XL									X	X	X	X	
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X		

X = доступный вариант размера сиденья

Противопролежневые подушки Terra, Terra Aquos													
ГС [см]	Ширина сиденья [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34		X											
36		X											
38		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
40				X	X	X	X						
42				X	X	X	X						
44				X	X	X	X	X	X	X			
46				X	X	X	X	X	X	X			
48				X	X	X	X	X	X	X			
50													
52													
54													
56													
58													

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Terra Flair												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38			X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

X = доступный вариант размера подушки

Противопролежневая подушка Cloud												
ГС [см]	Ширина сиденья [см]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	X	X										
36	X	X	X									
38	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44				X	X	X	X	X	X	X	X	X
46				X	X		X	X	X	X	X	X
48				X	X		X	X	X	X	X	X
50							X			X	X	X
52							X			X	X	X
54												
56												
58												

X = доступный вариант размера подушки