

Juvo B4

Кресло-коляска с электроприводом

Стоимость в базовой комплектации 270 700 руб. Цена действительна до 31.10.2022 г.	Номер заказа: _____
---	----------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции
--

<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР

Адрес

Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------



Стандартная комплектация

- Задний привод
- Стандартное сиденье
- Подушка с нейлоновой обшивкой, 5 см
- Поясной ремень
- Телескопические подлокотники
- Пневматические покрышки
- Передние колеса 9 дюймов
- Приводные колеса 14 дюймов
- Гелевые аккумуляторы 63 Ач
- Пульт управления VR-2
- Стандартный держатель пульта
- Скорость 10 км/ч
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Зарядное устройство
- Амортизаторы приводных колес

Максимальный вес пользователя: до 140 кг
(в стандартной комплектации)

Артикул: 490E75=1_AT01_C

Общая информация

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____

Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____


6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____



* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использоваться при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Максимальная нагрузка (пользователь + личные вещи, информация уточняется для определения степени жесткости амортизаторов)	
<input type="checkbox"/>	75 кг
<input type="checkbox"/>	100 кг
<input type="checkbox"/>	113 кг
<input type="checkbox"/>	125 кг
<input type="checkbox"/>	140 кг
<input type="checkbox"/>	150 кг
<input type="checkbox"/>	160 кг

Выбор сиденья			Цена
ЕС001	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье Junior (максимальная нагрузка до 75 кг) (ГС 34 ... 40 см, ШС 34 ... 40 см, ВС 47 см ... 37 см, регулируется шагом 5 см)	3 900,00 руб.
ЕС002	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см), входит в стандартную комплектацию	—
ЕС003	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см), входит в стандартную комплектацию	—
ЕС004	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42 ... 50 см, ШС 50 ... 56 см)	13 000,00 руб.
ЕС005	<input type="checkbox"/>	Сиденье VAS (Vario Adjust Seat) (максимальная нагрузка до 125 кг)	20 500,00 руб.

Стандартное сиденье Junior	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Высота спинки (ВС) 47 см	(регулируется до 42 см или 37 см)

Стандартное сиденье, малое	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38* <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38* <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42
* Доступно только в комбинации с EL022	
Высота спинки (ВС) 55 см	(регулируется до 50 см или 45 см)

Стандартное сиденье, большое	
Глубина сиденья (ГС) в см	42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Высота спинки (ВС)	55 см (регулируется до 50 см или 45 см)

Стандартное сиденье, XL	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56
Высота спинки (ВС)	55 см (регулируется до 50 см или 45 см)

Сиденье VAS	
Глубина сиденья (ГС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58
Ширина сиденья (ШС) в см	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54
Высота спинки (ВС)	53 см (регулируется до 53 см, 51 см или 45 см)

Длина голени (ДГ) см (15 ... 54 см) (без учета подушки)

Аксессуары для сиденья VAS (доступны только в комбинации с сиденьем VAS)		Цена
ED048	<input type="checkbox"/> Ручки для сопровождающего лица	6 000,00 руб.

Подлокотники		Цена
EE024	<input type="checkbox"/> Откидывающиеся (эффективная ширина сиденья +/- 1 см с каждой стороны; для стандартного сиденья, малого, ШС 42 см; стандартного сиденья, большого, ШС 48 см; стандартного сиденья, XL, ШС 54 см; VAS плюс 2 см; максимальная нагрузка до 125 кг; недоступно в комбинации с EC001)	16 300,00 руб.

Подушки		Цена
EC011	<input type="checkbox"/> Без подушки	—
EC012	<input type="checkbox"/> Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см	—
EC034	<input type="checkbox"/> Подушка Livo	5 400,00 руб.
EC035	<input type="checkbox"/> Подушка Evoflair	19 200,00 руб.
EC013	<input type="checkbox"/> Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	5 600,00 руб.
EC014	<input type="checkbox"/> Подушка Terra (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	14 800,00 руб.
EC015	<input type="checkbox"/> Подушка Terra Aquos (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	17 300,00 руб.
EC016	<input type="checkbox"/> Подушка Terra Flair (максимальная нагрузка до 150 кг, 7 см)	38 200,00 руб.
EC018	<input type="checkbox"/> Подушка Cloud (максимальная нагрузка до 250 кг, 11 см)	49 700,00 руб.
EC020	<input type="checkbox"/> Подушка контурного сиденья с невыраженными контурами (7 см)*	16 600,00 руб.
EC021	<input type="checkbox"/> Подушка контурного сиденья с выраженными контурами (9 см)*	16 600,00 руб.

* Необходимо выбрать обшивку подушки EC022 / EC023 / EC024.
Для более подробной информации о подушках обратитесь пожалуйста к специалисту компании Ottobock.

Обшивка подушки контурного сиденья (только при выборе EC020 или EC021)		Цена
EC022	<input type="checkbox"/> Тканевая обшивка	—
EC023	<input type="checkbox"/> Обшивка из синтетической кожи	600,00 руб.
EC024	<input type="checkbox"/> Непромокаемая обшивка (может быть заказана в комбинации с опцией EC 25)	2 000,00 руб.

Выбор типа спинки		Цена
ED032	<input type="checkbox"/> Без обшивки	—
ED033	<input type="checkbox"/> Адаптивная спинка	—
ED034	<input type="checkbox"/> Контурная спинка с невыраженными контурами (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	22 200,00 руб.
ED035	<input type="checkbox"/> Контурная спинка с выраженными контурами (уменьшает глубину сиденья на 2 см)	22 200,00 руб.
ED050	<input type="checkbox"/> Контурная спинка с невыраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	27 600,00 руб.

ED051	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка с выраженными контурами (только в комбинации с сиденьем VAS и шириной сиденья 40 см, 44 см, 50 см, 54 см; установка на адаптивную спинку; уменьшает глубину сиденья на 2 см)	27 600,00 руб.
ED036	<input type="checkbox"/>	Спинка Вахх flat top (только в комбинации с сиденьем VAS, максимальный вес пользователя до 113 кг, крепления 4-point-PRO, уменьшает глубину сиденья на 2 см, ширина сиденья = выбранная ширина сиденья коляски)	60 400,00 руб.

Тип обшивки контурной спинки (только при выборе ED034, ED035, ED050 или ED051)			Цена
ED037	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
ED038	<input type="checkbox"/>	Обшивка из экокожи	—

Аксессуары для спинки контурного сиденья (установка возможна только при выборе ED034, ED035, ED050 или ED051)			Цена
ED039	<input type="checkbox"/>	Жесткие алюминиевые боковые вкладки (только в комбинации с ED035 или ED051)	3 900,00 руб.
ED040	<input type="checkbox"/>	Поясничный валик (только в комбинации со спинкой с глубокими контурами)	3 900,00 руб.

Аксессуары для подлокотников			Цена
EL021	<input type="checkbox"/>	Чехлы на подлокотники	3 900,00 руб.

Высота спинки Вахх			Цена
ED041	<input type="checkbox"/>	Высокая (18"/46 см)	—
ED042	<input type="checkbox"/>	Экстра высокая (20"/51 см)	—

Тип контура спинки Вахх			Цена
ED043	<input type="checkbox"/>	Активный (2,5"/6 см)	—
ED044	<input type="checkbox"/>	Глубокий (4"/10 см)	—
ED045	<input type="checkbox"/>	Экстра глубокий (6"/15 см)	—

Цвет каркаса спинки Вахх			Цена
ED005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	2 900,00 руб.
ED009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	2 900,00 руб.
ED010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	2 900,00 руб.
ED013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	2 900,00 руб.
ED014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	2 900,00 руб.
ED021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	2 900,00 руб.
ED023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	2 900,00 руб.

Угол наклона сиденья			Цена
		-3° (недоступно в комбинации с EC005)	—
	<input type="checkbox"/>	0°	—
	<input type="checkbox"/>	3° (недоступно в комбинации с EC005)	—
	<input type="checkbox"/>	6°	—
	<input type="checkbox"/>	9°	—

Электрорегулировки сиденья			Цена
EC025	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (максимальная нагрузка: VAS — 100 кг, стандартное/контурное сиденье — до 140 кг)	65 000,00 руб.
EC026	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья 35 см (только с пультом TEN или R-Net, максимальная нагрузка: VAS — 100 кг, стандартное/контурное сиденье — до 140 кг)	153 400,00 руб.
EC027	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья 35 см в комбинации с электрорегулировкой угла наклона сиденья 45°, со смещением центра тяжести (только с пультом TEN или R-Net, максимальная нагрузка: VAS — 100 кг, стандартное/контурное сиденье — до 140 кг)	179 600,00 руб.
EC028	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 20° (максимальная нагрузка: стандартное/контурное сиденье — до 140 кг, недоступно в комбинации с EC005)	41 100,00 руб.

Опции для поворотных колес			Цена
EF001	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы (недоступно в комбинации с EF007 и EF008)	16 700,00 руб.
EF002	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	—

Поворотные колеса			Цена
EF005	<input type="checkbox"/>	9" пневматические	—
EF006	<input type="checkbox"/>	9" литые	2 100,00 руб.
EF007	<input type="checkbox"/>	10" пневматические (недоступно в комбинации с EF001)	—
EF008	<input type="checkbox"/>	10" литые (недоступно в комбинации с EF001)	3 900,00 руб.

Приводные колеса			Цена
EG001	<input type="checkbox"/>	14" пневматические	—
EG002	<input type="checkbox"/>	14" литые	4 500,00 руб.

Цвет покрышек			Цена
EG011	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG012	<input type="checkbox"/>	Черный (недоступно в комбинации с EG003 и EF004)	—

Протектор			Цена
EG013	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор (серые покрышки)	—
EG014	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор (недоступно в комбинации с колесами 12" и 8")	—
EG015	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес – с глубоким (недоступно в комбинации с EG003 и EF004)	—

Колеса		1.1)	1.1)	1.2)	1.3)	1.1)	1.2)	1.3)	1.1)	1.2)	1.3)	1.1)	1.2)	1.1)	1.2)	1.3)	1.3)	1.1)	1.2)	1.3)
Высота сиденья	см	38		40		42,5		45		44	46		47,5		48,5		50			
	дюйм	14,6		15,6		16,6		17,6		17,2	18		18,6		19		19,5			
Стандартное сиденье		2.2)																		
VAS			2.2)			2.2)		2.2)												
Стандартное сиденье	Регулировка угла наклона сиденья 20°																			
Стандартное сиденье	Регулировка угла наклона сиденья 45°										2.2)									
VAS	Регулировка угла наклона сиденья 45°										2.1)									
Стандартное сиденье	Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°										2.1)									
VAS	Лифт 35 см + Регулировка угла наклона сиденья 45°																			

Колеса


- 1.1) 8"/12,5"
- 1.2) 9" поворотные колеса
- 1.3) 9" поворотные колеса с амортизаторами или 10"

Вес пользователя

- 2.1) Не более 75 кг
- 2.2) Не более 100 кг

Для информации VAS + лифт 35 см (электрорегулировка угла наклона сиденья 45°) = 40–50 кг дополнительная нагрузка

Для информации С учетом допустимого отклонения колес (пневматических/литые/с защитой от проколов)/вес коляски в базовой комплектации



Совместимая комбинация



Несовместимая комбинация

Регулировки угла наклона спинки			Цена
ED046	<input type="checkbox"/>	Ручная регулировка (стандартное сиденье 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)	—
ED047	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка (30°)	29 600 руб.

Держатели подголовников (недоступно в комбинации с сиденьем Recaro)			Цена
EL001	<input type="checkbox"/>	Gooseneck	11 300,00 руб.
EL002	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, с изгибом	10 100,00 руб.
EL003	<input type="checkbox"/>	Multi-axis, прямой	9 400,00 руб.
EL031	<input type="checkbox"/>	UniLink, multi-axis	19 300,00 руб.

Удлинение держателя UniLink			Цена
EL039	<input type="checkbox"/>	UniLink, 38 мм	5 400,00 руб.
EL038	<input type="checkbox"/>	UniLink, 50 мм	5 400,00 руб.
EL040	<input type="checkbox"/>	UniLink, 76 мм	5 400,00 руб.

Подголовники (доступно только в комбинации с EL001, EL002, EL003, EL005)			Цена
EL006	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, малый	4 800,00 руб.
EL007	<input type="checkbox"/>	Контурный подголовник, большой	4 800,00 руб.
EL013	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, малая	4 800,00 руб.
EL014	<input type="checkbox"/>	Поддержка для головы и шеи, большой	4 800,00 руб.
EL015	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, малый	6 000,00 руб.
EL016	<input type="checkbox"/>	X-образный подголовник, большой	6 000,00 руб.
EL033	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size S	14 100,00 руб.
EL034	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size M	15 000,00 руб.
EL035	<input type="checkbox"/>	Мягкий подголовник Comfort Plus, size L	15 800,00 руб.
EL036	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size S	23 800,00 руб.
EL037	<input type="checkbox"/>	Мягкий 3-секционный подголовник Combo (3-pad), size L	24 500,00 руб.

Тазовые ремни			Цена
EP001	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень	—
EP002	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с металлической пряжкой	11 400,00 руб.
EP003	<input type="checkbox"/>	2-точечный тазовый ремень с пластиковой пряжкой	10 600,00 руб.
EP020	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень с автоматическим механизмом сворачивания (недоступно при выборе стандартного сиденья «Junior»; недоступно при выборе стандартного сиденья малого с глубиной сиденья меньше 42 см и шириной сиденья 38 см)	15 000,00 руб.

Фиксаторы грудного отдела (выбор опции невозможен в комбинации с сиденьем Recaro)			Цена
EP005	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер S	14 000,00 руб.
EP006	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер M	14 000,00 руб.
EP007	<input type="checkbox"/>	Динамичный фиксатор грудного отдела, размер L	14 000,00 руб.
EP008	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер S	14 000,00 руб.
EP009	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер M	14 000,00 руб.
EP010	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка», размер L	14 000,00 руб.
EP011	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер S	14 000,00 руб.
EP012	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер M	14 000,00 руб.
EP013	<input type="checkbox"/>	Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline, размер L	14 000,00 руб.
EP014	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер S	14 800,00 руб.
EP015	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер M	14 800,00 руб.
EP016	<input type="checkbox"/>	Плечевой фиксатор, размер L	14 800,00 руб.

Регулировки подножек			Цена
EB011	<input type="checkbox"/>	Стандартные подножки (классический дизайн)	—
EB001	<input type="checkbox"/>	Стандартные подножки (новый дизайн)	14 800,00 руб.
EB002	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона подножек (максимальная нагрузка коляски — до 140 кг; недоступно при выборе длины голени менее 21 см; недоступно в комбинации с EB012 / EB009)	39 400,00 руб.
EB003	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с отдельным подъемом подножек	81 700,00 руб.
EB004	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек с синхронным подъемом подножек	81 700,00 руб.
EB005	<input type="checkbox"/>	Без подножек	—

Тип подножек			Цена
EB012	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (максимальная нагрузка коляски — до 140 кг; недоступно при выборе подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона; недоступно в комбинации с EB002 / EB003 / EB004)	—
EB007	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп, новый дизайн (максимальная нагрузка коляски — до 160 кг; недоступно в комбинации с EB011 / EB001)	16 300,00 руб.
EB009	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (максимальная нагрузка коляски — до 160 кг; недоступно в комбинации с EB002 / EB003)	14 100,00 руб.

Аксессуары для подножек			Цена
EB010	<input type="checkbox"/>	Мягкие боковые опоры для коленей (для подножек с механической или электрорегулировкой угла наклона, пара)	13 000,00 руб.

Тип аккумуляторов			Цена
EU031	<input type="checkbox"/>	AGM 56 Ач (С5) / 60,4 Ач (С20)	— 35 700,00 руб.
EU032	<input type="checkbox"/>	Гелевые 63 Ач (С5) / 74 Ач (С20)	—
EU033	<input type="checkbox"/>	AGM 63 Ач (С5) / 75 Ач (С20)	— 26 800,00 руб.

Зарядное устройство			Цена
EU040	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства	— 23 600,00 руб.
EU045	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 5 А с вентилятором (только для аккумуляторов емкостью 53 Ач (С5))	— 14 500,00 руб.
EU041	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 8 А, без вентилятора (только для аккумуляторов емкостью 53 Ач (С5))	— 7 100,00 руб.
EU044	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 10 А, без вентилятора (IP54) (подходит для аккумуляторов емкостью 53 Ач и 63 Ач)	— 5 300,00 руб.
EU042	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство 12 А включая магнитный разъем	—

Дополнительные опции для зарядного устройства			Цена
EU043	<input type="checkbox"/>	Разъем для зарядки с магнитным механизмом (установка справа; только в комбинации с EU042)	11 300,00 руб.

Цвет рамы			Цена
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	6 700,00 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	6 700,00 руб.
010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	6 700,00 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	6 700,00 руб.
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	6 700,00 руб.
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	6 700,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EA010	<input type="checkbox"/>	Брызговики на приводные колеса	6 700,00 руб.
EA011	<input type="checkbox"/>	Брызговики на поворотные колеса	3 900,00 руб.
ES001	<input type="checkbox"/>	Знак аварийной остановки (треугольник)	7 500,00 руб.

Опции для поворотных колес			Цена
EF020	<input type="checkbox"/>	Механическая блокировка поворота передних колес	10 200,00 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
EF021	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления бордюров	20 500,00 руб.
ES002	<input type="checkbox"/>	Набор для транспортировки (невозможно установить в комбинации с ED036; максимальная нагрузка 140 кг; недоступно при выборе спинки Вахх)	13 000,00 руб.
ES013	<input type="checkbox"/>	Стыковочное крепление для Dahl docking system (система крепления (стыковочная станция) в автомобиле) (невозможно установить в комбинации с EA001 и EF021; максимальная нагрузка 140 кг)	6 700,00 руб.

Аксессуары			Цена
ES003	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	3 300,00 руб.
ES004	<input type="checkbox"/>	Багажная полка	17 600,00 руб.
ES005	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	7 500,00 руб.
ES006	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида (устанавливается на противоположную сторону от пульта; недоступно в комбинации с ES012)	11 300,00 руб.
ES007	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	3 900,00 руб.
ES010	<input type="checkbox"/>	Подстаканник	2 100,00 руб.
ES011	<input type="checkbox"/>	Насос	15 900,00 руб.
ET001	<input type="checkbox"/>	Клаксон	30 500,00 руб.
ES012	<input type="checkbox"/>	Столик* (отводящийся в противоположную сторону от пульта; недоступно в комбинации с ES006)	33 100,00 руб.

* необходимо выбрать опцию EU071 или EU072

Разъемы для внешних источников питания			Цена
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V	18 400,00 руб.
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V	8 400,00 руб.
ET004	<input type="checkbox"/>	USB	9 200,00 руб.

Освещение			Цена
ES020	<input type="checkbox"/>	Освещение для пешеходных дорожек (установка возможна с пультом без функции управления электроосвещением, установка справа)	14 000,00 руб.
ES021	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение (в соответствии с международными стандартами StVZO)	34 200,00 руб.

Система управления			Цена
EU060	<input type="checkbox"/>	VR2 (70 A), возможна установка до 2-х электроопций и электроосвещение (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 140 кг)	9 200,00 руб.
EU050	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), без электрорегулировок и электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 160 кг)	—
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), возможна установка до 2-х электроопций и электроосвещение (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 160 кг)	13 000,00 руб.
EU052	<input type="checkbox"/>	TEN° (90 A), 1 электрорегулировка, для установки большего количества электрорегулировок выберите EU056, возможна установка электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 160 кг)	71 300,00 руб.
EU058	<input type="checkbox"/>	R-net LED-L (90 A), 1 электрорегулировка, для установки большего количества электрорегулировок выберите EU056, возможна установка электроосвещения (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 160 кг)	49 700,00 руб.
EU064	<input type="checkbox"/>	R-net цветной (90 A), 1 электрорегулировка, для установки большего количества электрорегулировок выберите EU056, установка электроосвещения невозможна (рекомендуемый предел максимальной нагрузки не более 160 кг)	60 600,00 руб.

Пульт управления TEN° (доступно только в комбинации с EU052)			Цена
EU065	<input type="checkbox"/>	Стандартный, цвет корпуса пульта Shimano matte	—
EU066	<input type="checkbox"/>	Выбор цвета корпуса пульта в цвет рамы	2 100,00 руб.

Цвет корпуса пульта TEN° (доступно только в комбинации с TEN°)			Цена
EU005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	—
EU009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	—
EU010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	—
EU013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	—
EU014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	—
EU021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	—
EU023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
Дополнительные кнопки (доступно только в комбинации с EU052)			Цена
EU067	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 5 см (красная/черная)	23 200,00 руб.
EU068	<input type="checkbox"/>	2 кнопки Piko, диаметр 3 см (красная/черная)	23 200,00 руб.
Держатели пульта			Цена
EU070	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта (только в комбинации с EU059, EU060, EU050 или EU051)	—
EU071	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте, 2 см	5 600,00 руб.
EU072	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта с параллельным отведением, регулировка по высоте, 9,5 см	5 600,00 руб.
Сторона установки пульта			
	<input type="checkbox"/>	Справа	
	<input type="checkbox"/>	Слева	
Насадки на джойстик			Цена
EU080	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 70...90 мм)	9 200,00 руб.
EU081	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 80 мм)	6 700,00 руб.
EU082	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, большой (черный)	11 300,00 руб.
EU083	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький (диаметр 43 мм)	6 800,00 руб.
EU084	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 48 мм)	6 800,00 руб.
EU085	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 30 мм, 4 шт. в наборе)	3 900,00 руб.
Дополнительный модуль для TEN°/R-net LED-L/R-net цветной			Цена
EU056	<input type="checkbox"/>	Дополнительный модуль (необходимо выбирать вместе с электрорегулировками для пультов R-net LED-L, R-net цветного и TEN°, в случае, если необходимо установить более одной электрорегулировки)	38 400,00 руб.
Дополнительные аксессуары для управления креслом-коляской			Цена
EU057	<input type="checkbox"/>	Пульт для сопровождающего лица	54 300,00 руб.
Сторона установки пульта для сопровождающего лица			
	<input type="checkbox"/>	Справа	
	<input type="checkbox"/>	Слева	
Стабилизатор хода			Цена
EF023	<input type="checkbox"/>	Электрический гиро-модуль (установлен по умолчанию с передним приводом и скоростью 10 км/ч; недоступно в комбинации с EU059, EU060, EU050 или EU051; в зависимости от местности при использовании гиро-модуля запас хода может сократиться)	34 500,00 руб.
Скорость			Цена
ET012	<input type="checkbox"/>	6 км/ч	—
ET013	<input type="checkbox"/>	7,2 км/ч	—
ET014	<input type="checkbox"/>	10 км/ч	—

Информация



EC001 – EC004 Стандартное сиденье



EC005 VAS



EC020/ED034 Контурная спинка с невыраженными контурами



EC021/ED035 Контурная спинка с выраженными контурами



EC022 Тканевая обшивка контурной спинки



EC023 Обшивка контурной спинки из экокожи



ED036 Спинка Baix



ED039 Жесткие алюминиевые боковые вкладки



ED040 Поясничный валик



EC025 Электрорегулировка угла наклона сиденья 45°



EC026 Электрорегулировка высоты сиденья (лифт) 35 см



ED047 Электрорегулировка угла наклона спинки



EG013



EG014



EG015



EL006/EL007 Контурный подголовник малый/большой



EL013/EL014 Поддержка для головы и шеи малая/большая



EL015/EL016 X-образный подголовник малый/большой



EP001 Поясной ремень

Информация



EP002 2-точечный тазовый ремень с металлической пряжкой



EP003 Тазовый ремень с пластиковой пряжкой



EP005 – EP007 Динамический фиксатор грудного отдела S/M/L



EP008 – EP010 Фиксатор грудного отдела «Майка» S/M/L



EP011 – EP013 Фиксатор грудного отдела «Майка» Slimline S/M/L



EP014 – EP016 Плечевой фиксатор S/M/L



EE024 Откидывающиеся подлокотники



EB001 Стандартные подножки (новый дизайн)



EB002 Механическая регулировка угла наклона подножек



EB003 Электрорегулировка угла наклона подножек (раздельное поднятие подножек)



EB004 Электрорегулировка угла наклона подножек (синхронное поднятие подножек)



EB012 Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп



EB007 Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп



EU043 Слот для зарядного устройства с магнитным механизмом



EA010 Брызговики на приводные колеса



EF021 Устройство для преодоления бордюров




ES013 набор креплений для системы Dahl



ES003 Кармашек для мобильного телефона



ES004 Багажная полка



ES005 Тростедежатель

Информация



ES006 Зеркало заднего вида



ES010 Держатель для напитков



ET004 USB



ES021 Электроосвещение



EU050 VR2



EU051/EU060 VR2



EU052 TEN°



EU058 R-net LED-L



EU064 R-net цветной



EU080 Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии



EU081 Специальный джойстик Stick S80



EU082 Мягкий шарик, большой



EU084 Шарик, большой



EU085 Мягкий шарик, цветной (диаметр 30 мм, 4 шт. в наборе)



EU054 Модуль Omni LCD



EU057 Пульт для сопровождающего

Таблицы возможных комбинаций ширины и глубины сидений

Глубина сиденья

Сиденье	Глубина сиденья (ГС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X	X	X						
Стандартное сиденье, большое					X	X	X	X	X				
Стандартное сиденье, XL					X	X	X	X	X				
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = возможная комбинация

Ширина сиденья

Сиденье кресла-коляски	Ширина сиденья (ШС) [см]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Стандартное сиденье Junior	X	X	X	X									
Стандартное сиденье, малое			X	X	X								
Стандартное сиденье, большое						X	X	X					
Стандартное сиденье, XL									X	X	X	X	
Сиденье VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = возможная комбинация